









Características Técnicas

 CE 0297 MADE IN GERMANY	<i>Hidratación de la Piel</i>		<i>Tratamiento de Arrugas</i>		<i>Creación de Volúmenes</i>		
							
Concentración	NOVATOX	VARIODERM MESO	VARIODERM LIPS & MEDIUM	VARIODERM BASIC	VARIODERM PLUS	VARIODERM SUBDERMAL	VARIODERM VARIOFILL
Contenido	80% ácido hialurónico acetil hexapéptido-3 acmella oleracea fitoestrógenos tripéptido-1	12,8 mg/ml ácido hialurónico no reticulado	12 mg/ml ácido hialurónico muy reticulado	12 mg/ml ácido hialurónico muy reticulado	18 mg/ml ácido hialurónico muy reticulado	27 mg/ml ácido hialurónico muy reticulado	33 mg/ml ácido hialurónico muy reticulado
Indicaciones	arrugas de expresión, arrugas de la edad, frente, contorno de ojos, labios	arrugas superficiales, rostro, cuello, escote, dorso de las manos	arrugas medias especialmente aumento de labios y contorno de labios	arrugas medias en todas las áreas contorno de labios	arrugas profundas contorno de cara creación de volumen	especialmente en contorno de cara arrugas muy profundas creación de volumen	creaciones de volúmenes en la superficie corporal
Duración aprox.	45 días aprox.*	3 meses*	6-12 meses*	6-12 meses*	12-14 meses*	14-18 meses*	18-24 meses*
Tamaño aguja	uso tópico diario	30G	27G	27G	27G	27G	16-20G cánula
Empaque	1 x 30 ml	2 x 1.0 ml	1 x 1.0 ml	2 x 1.0 ml	2 x 1.0 ml	2 x 1.0 ml	1 x 10 ml
Nivel de la Piel	humedezca los dedos y masajea la preparación cuidadosamente en la piel	dermis superficial	dermis media	dermis media a dermis profunda	dermis muy profunda	hipodermis y epiperiostal	hipodermis y tejido blando
	